





X射线荧光光谱分析技术之二： 制样方法

- 制样要求：
 - 1、均匀
 - 2、重复性好
 - 3、颗粒效应小
 - 4、矿物效应小
 - 5、无限厚（薄膜法除外）

分析层的厚度：无限厚



分析层的厚度：无限厚




分析层的厚度：无限厚

Line	Energy	Graphite	Glas	Iron	Lead
Cd KA1	23,17 keV	14,46 cm	8,20 mm	0,70 mm	77,30 μm
Mo KA1	17,48	6,06	3,60	0,31	36,70
Cu KA1	8,05	5,51 mm	0,38	36,40 μm	20,00
Ni KA1	7,48	4,39	0,31	29,80	16,60
Fe KA1	6,40	2,72	0,20	* 164,00	11,10
Cr KA1	5,41	1,62	0,12	104,00	7,23
S KA1	2,31	116,00 μm	14,80 μm	10,10	4,83
Mg KA1	1,25	20,00	7,08	1,92	1,13
F KA1	0,68	3,70	1,71	0,36	0,26
N KA1	0,39	0,83	1,11	0,08	0,07
C KA1	0,28	* 13,60	0,42	0,03	0,03
B KA1	0,18	4,19	0,13	0,01	0,01

0,01 μm = 10 nm = 100 Å

atom radius: 0,5 - 3 Å

分析层的厚度：对于轻基体（如液体）



什么时候要考虑样品的无限厚问题：

- 轻基体中测量重元素
- 样品量很少

解决方法：

制样时需称样

将样品的重量输入到软件中，软件会自动校正样品厚度不同带来的影响



X射线荧光光谱可以分析的样品种类

- 固体，块状样品
 - 金属块
 - 矿石块
- 粉末状样品
 - 矿石粉，如铁矿、煤炭
- 液体样品
 - 油品
 - 水样

块状样品的制样方法

- 对于金属样品
 - 研磨
 - 研磨+抛光（分析轻元素时需要）



需要考虑样品加工时带来的污染，如**SiO₂**、**Al₂O₃**

基体效应教严重，不过采用新的软件，可以对基体效应进行校正



块状样品的制样方法

- 对于矿样
 - 考虑到样品的不均匀性，一般先制成粉末
 - 也可以直接进行定性或半定量分析



粉末样品的制样方法

- 直接装入液体杯中测量，称为松散样品

- 压片制样
 - 特点：简单、快速、节省
 - 存在颗粒效应、矿物效应

- 熔融制样
 - 制样精密度好
 - 均匀性好
 - 可以人工配制标样
 - 消除了颗粒效应、矿物效应
 - 缺点：制样麻烦、成本高、影响检出限

松散样品



- Na to U
 - absorption in foil
 - He flushing required ?

- for qualitative and semiquantitative analysis

- for quantitative analysis in special cases only (一般是压不成片的时候)

压片制样



■ 不加粘结剂

- 直接压片
- 以硼酸、低压聚乙烯、纤维素等镶边垫底
- 以硼酸垫底
- 压至钢环中
- 压至铝杯中

■ 加粘结剂

- 黄蜡粉 (C and H)
- 硼酸 (B, H and O)
- 纤维素
- 硬脂酸, 如分析炭素

熔融制样



- 熔融设备（最高温度 $>1100^{\circ}\text{C}$ ）
 - 马弗炉
 - 燃气炉
 - 高频炉
- 熔剂
 - 四硼酸锂 $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$
 - 偏硼酸锂 LiBO_2
 - $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 和 LiBO_2 的混合物
如 12: 22
- 铂黄坩埚（95%Pt + 5%Au）
（坩埚和模子）

熔融制样方法:

- 常用熔剂
 - $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (熔点: 920°C)
 - LiBO_2 (熔点: 850°C)
 - $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{LiBO}_2$: 混合熔剂
 - 如12: 22
 - 常用的熔融比: 1: 5, 1: 10, 1: 20
- 脱模剂 (改变熔液的浸润特性, 以方便脱模)
 - LiBr
 - KI
 - NH_4I
 - KBr
- 氧化剂
 - NaNO_3
 - NH_4NO_3
 - LiNO_3

熔融制样方法：典型的熔融方法

- 铁矿制样熔融制样方法
 - 5g $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ +0.5样品+1mL LiBr(30mg/mL)+ 1mL LiNO_3 (220mg/mL)
 - 电炉上烘干10min
 - 1100°C熔融10min
 - 冷却成型

压片制样与熔融制样的比较

例子：水泥生料

- 样品
 - **6**个标准样品
- 制样方法
 - 熔融制样
 - **0.9 g** 样品
 - **8.1 g** 熔剂
 - 压片制样
 - 加 **20%** 的黄蜡粉作为粘结剂



压片制样与熔融制样的比较

例子：水泥生料


成分	含量范围 %	制样方法	校准曲线的 标准偏差 %	灵敏度 Kcps / %	LLD (100s, 3 σ) ppm
Na₂O	0.04 – 0.6	熔融制样	0.03	0.9	70
		压片制样	0.03	6	14
MgO	0.5 – 2.1	熔融制样	0.02	1.7	30
		压片制样	0.15	7.2	12
Al₂O₃	2.0 – 3.7	熔融制样	0.04	1.6	17
		压片制样	0.1	8.7	5
SiO₂	12 – 17	熔融制样	0.2	2.3	-
		压片制样	2	9.2	-
P₂O₅	0.03 – 0.2	熔融制样	0.002	1.7	15
		压片制样	0.006	6.1	5



压片制样和熔融制样的分析结果的比较

成分	含量范围 %	制样方法	校准曲线的 标准偏差 %	灵敏度 Kcps / %	LLD (100s, 3 σ) ppm
K₂O	0.02 – 1	熔融制样	0.04	6.3	9
		压片制样	0.05	28	3
CaO	41 – 47	熔融制样	0.3	7.3	-
		压片制样	1.2	22	
TiO₂	0.10 – 0.21	熔融制样	0.005	7.1	7
		压片制样	0.007	11	5
Mn₂O₃	0.02 – 0.10	熔融制样	0.001	13	8
		压片制样	0.001	20	4
Fe₂O₃	0.43 – 2.8	熔融制样	0.02	26	7
		压片制样	0.03	45	2

液体样品




- 水,油, 溶液,泥浆, ...
- 尽量不要分析对仪器有腐蚀或污染的样品, 如酸溶液

液体样品：用液体杯直接分析



- 不同的样品要选择合适的膜
- 光路为氦气光路，千万不要抽真空

支撑膜对X射线荧光的吸收



支持膜对各种样品的承受情况

化学物质	Mylar	Polycarbonate	Polypropylene	Polyimide (Kapton)	Prolene
稀酸	G	G	E	N	G
浓酸	G	G	E	N	E
脂肪醇	N	G	E	G	E
醛类	U	F	E	E	E
浓碱	N	N	E	E	E
酯类	N	N	G	G	G
醚类	F	N	N	U	N
脂肪烃	G	N	G	G	G
芳香烃	F	N	F	F	F
有机卤化物	F	N	N	F	N
酮类	N	N	G	G	G
氧化剂	F	N	F	N	F

E: 优, G: 好, F: 一般, N: 不推荐, U: 未知

■ 关键点:

- 1、在将样品放入仪器前，先做一个膜的耐侵蚀实验，即将样品放入液体杯后静置1小时，观察膜的变化
- 2、经X射线照射后，有些支撑膜的机械性能会发生变化。如经20分钟的X射线照射后，Prolene膜会变脆，膜是一次性使用

液体样品可以分析的元素范围： Na - U

H																He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No		



油品样品中各元素的检出限

Element	Concentration Range ppm	Calibration Std Dev ppm	LLD 100 s 3σ ppm
Na	0 - 500	10	9
Mg	0 - 500	3	3.5
Al	0 - 500	2	2
Si	0 - 500	2	2
P	0 - 2500	10	1
S	0 - 6000	10	1
Cl	0 - 500	4	2
Ca	0 - 500	15	1
Ti	0 - 900	2	1
V	0 - 500	3	0.8
Cr	0 - 500	2	0.8
Mn	0 - 500	2	0.7
Fe	0 - 500	2	0.8
Ni	0 - 900	2	0.6
Cu	0 - 1200	1	0.5
Sn	0 - 500	5	3
Pb	0 - 500	2	1

液体样品：滤纸片法



- small quantities of sample (several 100 μ l)
- dropped on a filter paper with an hydrophobic ring to guarantee a constant area over which the sample is spread
- unloaded filters necessary for blank measurement